

DIALIZADORES DE FIBRA HUECA



DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE ALTO FLUJO

Modelo		SM140H	SM160H	SM180H	SM200H
Área Superficie Efectiva (m ²)		1.4	1.6	1.8	2.0
Vol. Capacidad Camara de Sangre (ml)		85	95	110	120
KOA		954.9	1064.9	1232.9	1367.0
Presion en la camara de Sangre (mmHg) QB=200ml/min		68	60	63	47
Coeficiente de ultrafiltración (mL/h·mmHg) QB =200mL/min; TMP=100mmHg		54	60	65	70
Flujo de Sangre Max. (mL/min)		400			
Coeficiente de Crecimiento	Inulina	0.9±10%			
	β2 microglobulin	≥0.6			
	Mioglobina	≥0.5			
	Albumina	≤0.01			
Condiciones de Prueba		QB =200mL/min Q D =500mL/min QF =10mL/min			
Depuración	Urea (mL/min)	193	195	197	198
	Creatinina (mL/min)	181	185	190	195
	Fosfato (mL/min)	178	181	185	190
	Vitamin B12 (mL/m in)	135	155	165	175
	β2 microglobulin(mL/min)	45	50	60	70
Condiciones de Prueba		QB =300mL/min Q D =500mL/min QF =10mL/min			
Depuración	Urea (mL/min)	260	267	275	280
	Creatinina (mL/min)	240	250	260	270
	Fosfato (mL/min)	225	235	250	262
	Vitamina B12 (mL/m in)	150	175	195	208
Condiciones de Prueba		QB =400mL/min Q D =500mL/min QF =10mL/min			
Depuración	Urea (mL/min)	290	320	330	340
	Creatinina (mL/min)	270	295	305	317
	Fosfato (mL/min)	260	280	295	305
	Vitamina B12 (mL/m in)	155	190	200	212
Metodo de esterilización		Rayos Gamma			
Periodo de Validez		2 años			

Para uso seguro y apropiado del dispositivo, favor de consultar el Instructivo de Uso.
Dispositivo de un solo uso.



DIAF v 1.3

MANUFACTURADO

JIANGXI SANXIN MEDTEC CO., LTD

No. 999, Calle Fushan, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China 330200

Teléfono: +86-791-85988111 Fax: +89-791-85981599

www.sintecpharma.com

Singularity Tech Pharma