



KIT DE PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS

Set para hemodiálisis con todos los componentes esenciales para realizar dicho proceso de forma efectiva, segura y sin desperdicio de material
Empaque estéril de un solo uso

MODELO	CATALOGO	EMPAQUE
Kit de Dialisis de un solo uso	TIPO B	30 unidades/Bulto



CARACTERÍSTICAS

KIT DE PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS (TIPO B).			
CANTIDAD	PRODUCTO	CARACTERÍSTICA	TALLAS/MEDIDAS
2 (pares)	Guantes quirúrgicos	Látex	A requerimiento de la institución: (6, 6 1/2), (7, 7 1/2), (8, 8 1/2)
2 (pares)	Guantes de examen	Látex	A requerimiento de la institución: S, M, L.
1 (sobre x 4 gasas)	Gasas estériles	100% algodón	4"x4" (trama de 20 x 16 dobleces)
1 (sobre x 4 gasas)	Gasas estériles	100% algodón	4"x8" (trama de 20 x 16 dobleces)
1	Pad absorbente de colchón	hipoalergénico tejido entrelazado tipo polímero	23cm x 30cm
1	Jeringuilla	Punta de rosca (luer lock), graduaciones de 1cc	20cc
1	Jeringuilla	Punta de rosca (luer lock), graduaciones de 1cc.	5cc/aguja 21Gx1-1/2
1	Aguja	aguja	21Gx1-1/2
2	Curitas	autoadheribles	*
1	Conector (set de infusión)	para administración de solución intravenosa	*
1	Mascarilla	Tipo concha	*
1 par	Cobertor de zapatos	suela antideslizante	*
1	Gorro	Quirúrgico	*
2	Batas	Quirúrgica AAMI nivel 3	A requerimiento de la institución: S, M, L.

MANUFACTURADO

JIANGXI SANXIN MEDTEC CO., LTD

No. 999, Calle Fushan, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China 330200

Teléfono: +86-791-85988111 Fax: +89-791-85981599

Para uso seguro y apropiado del dispositivo, favor de consultar el Instructivo de Uso.



KHDF v 1.0